O-Light
CURING LIGHT

Protocolos Clínicos

Profa. Dra. Rosane Lizarelli



MMO

Protocolos Clínicos Sugeridos

1.0 Irradiância de 1.000 a 1.200 mW/cm² (modo normal)

- fotopolimerização de resinas compostas em incrementos parciais – 10 a 20 segundos cada;

- colagem de brackets / tubos / acessórios ortodônticos cerâmicos e ou metálicos – 20 segundos por bracket, caso haja necessidade;

- fotopolimerização de forramento/restauração de ionômero fotoativável – 20 segundos (+ 3 segundos modo alto).

2.0 Irradiância de 2.300 a 2.500 mW/cm² (modo alto)

- colagem de lentes de contato e ou facetas EM porcelana – 2 pontos de 3 SEGUNDOS - cervical e centro da coroa;

- fotopolimerização de resinas compostas convencionais em incrementos parciais - **INCREMENTOS ATÉ 3MM;**

- colagem de coroas em porcelana pura – 1 ponto de 3 segundos POR FACE (faces V, L, O);

- fotopolimerização de resinas composta “”bulk fill” (incremento único) – quantidade de pontos, cada um por 3 segundos, vai depender da dimensão da restauração (até 5mm de espessura);

- fotopolimerização de barreiras resinosas gengivais – 3 segundos por dente;

- selantes com e sem carga – 3 segundos no modo alto;

- adesivos, previamente a inserção da resina composta – 1 segundo no modo alto;

- fotopolimerização de resinas compostas em incrementos parciais – 2 vezes 3 segundos cada incremento.