PROTOCOLOS ODONTOLÓGICOS COM VACUM LASER – Edição 01

Enfermidade	Ventosa	Modo de Operação	Emissão Laser	Pressão Negativa	Tempo de Trabalho	Energia Total	Modo de Aplicação	OBS
Drenagem Linfática	40	1 – Continuo	808nm	-50mbar	10 seg/linfonodo	3J	Parado Linfonodos	2 a 4X por semana
		2 - Contínuo	660+808nm	-70mbar	10 min hemiface	360J	Deslizamento Descendente para Linfonodos	
		3 - Contínuo	808nm	-50mbar	10 seg	3J	Parado nos Linfonodos	
Dor Aguda	40	Pulsado MP9	808nm	-50mbar	10 seg/ponto	3J/ponto	Pontos-Gatilho e Sensíveis	4 a 6 dias consecuitivos
Dor Crônica	40	Pulsado MP9	660+808nm	-150mbar	60 seg/ponto	36J/ponto	Pontos-Gatilho e Sensíveis	2X por semana
DTM	40	Pulsado MP9	808nm	Variada	5 min	180J total	Músculos mastóide e digastrico	2X por semana
					5 min	180J total	Côndilo e Processo Coronóide	
Paralisia Orofacial	40	Contínuo	660+808nm	-90mbar	2 min	72J	Variável sobre mm	2 a 3X por semana
				-110mbar	45 seg	27J		
Fotocinesioterapia	40	Pulsado MP4	660nm	-50mbar	10 min hemiface	180J	Deslizamento nas Linhas Langers	2X por semana
			660+808nm	-100 a -150mbar	10 min hemiface	360J	Desliz. Ascendente sentido fibras musculares	
Recontorno Facial	40	Pulsado MP9	660+808nm	-200mbar	10 min cada lado	360J	Desliz. Ascendente contorno facial e pescoço	2X por semana
Modelagem Facial	40	Contínuo	660+808nm	-90mbar	10 min terço médio	360J	Desliz. Ascendente músculo elevadores	5 sessões (interv de 72h)
Pump-Lips	40	Pulsado MP9	660+808nm	-200mbar	2 min	72J	Lábios em protrusão (bico)	2 a 3X por semana
Emagrecimento Facial com Ozonioterapia	40	Contínuo	808nm	-50mbar	10 seg	3J	Parado Linfonodos	3X com intervalo de 15 dd
			660+808nm	-70mbar	10 min/hemiface	360J	Deslizamento Descendente para Linfonodos	
		Pulsado MP6	660+808nm	-70mbar	1 min/ponto	36J	Parado em pontos sobre m masseter	
Lifting de Sobrancelhas	40	Contínuo	660+808nm	-90mbar	2 min e 30 seg	90J	6X (Desli.z Ascend m frontal 20 seg parando 5 seg)	5 sessões (interv de 72h)
Intercorrência TBA	40	Pulsado MP9	808nm	-200mbar	2 min/musculo	36J	Desliz. Ascendente fibras musculares	5 a 30 dias seguidos
Intercorrência AH	40	Pulsado MP3	660+808nm	-50mbar	1 min	36J	Parado no local	1 a 7 dias seguidos

Autores: **Profa. Dra. Rosane Lizarelli e colaboradores**

VACUMLASER
VACUOTERAPIA COMBINADA COM LASER

MMO
tecnologia para a saúde